

Die All-In-One Lösung für den Babyalltag: Der neue MAM 6in1 Electric Steriliser & Express Bottle Warmer

Scheeßel, Juli 2019. Einer für alles! Der MAM 6in1 Electric Steriliser & Express Bottle Warmer ist die innovative All-In-One-Lösung für den Babyhaushalt. Ein kompaktes Gerät, das nicht nur Platz spart, sondern auch sechs Funktionen vereint, um den Alltag für Eltern zu erleichtern.

Die 6 Funktionen im Überblick

1. Mikrowellen-Dampfsterilisation
2. Elektrische Dampfsterilisation
3. Express Erwärmung
4. Sanfte Erwärmung von Muttermilch
5. Auftauen & Babykostwärmung
6. Warmhaltefunktion



Die Funktionen im Detail



Die Wahl zwischen **Mikrowellen- oder elektrischer Dampfsterilisation** ermöglicht eine flexible Lösung für jeden Familienanspruch. Mit wenigen Handgriffen lassen sich in kürzester Zeit (z. B. in der Mikrowelle bei 1.850 Watt fünf Minuten) bis zu sechs Flaschen und bis zu fünf Schnuller

sterilisieren. Bei ungeöffnetem Deckel bleiben die Produkte bis zu 48 Stunden steril.

Zudem kann der 6in1 Electric Steriliser & Express Bottle Warmer als **Flaschen- und Babykostwärmer** genutzt werden. Mit der elektrischen Basis lassen sich schnell und einfach die drei verschiedenen Aufwärmfunktionen nutzen. Mit der **Express Erwärmung** werden Babyflaschen in weniger als drei Minuten warm –

die Funktion kann auch für Babykost verwendet werden. Um die wertvollen Inhaltsstoffe von Muttermilch zu erhalten, verfügt der MAM 6in1 über eine Funktion, um **Muttermilch schonend zu erwärmen**. Das Gerät ist auch zum **Auftauen und Erwärmen** für Babykost geeignet. Dank der **integrierten Warmhaltefunktion** wird nichts kalt, wenn der Alltag mal dazwischenkommt. Und, um auf Nummer sicher zu gehen, verfügt er über eine automatische Abschaltfunktion.



Der MAM 6in1 Electric Steriliser & Express Bottle Warmer ist BPA® und BPS frei und zu einem UVP von 99,99 € online erhältlich. Im Lieferumfang sind zudem zwei MAM Easy Start™ Anti-Colic Flaschen (160 ml) und zwei MAM Start Schnuller enthalten.

Schon gewusst?

Da Muttermilch antiinfektiöse Inhaltsstoffe besitzt, kann sie relativ lange aufbewahrt werden. Dabei gelten die folgenden Richtwerte:

- 5-8 Stunden bei Zimmertemperatur bis 26°C
- 24 Stunden in der Kühltasche mit gefrorenen Kühlpacks (pro Behälter mind. 1 Pack)
- 3 Tage im Kühlschrank bei 4° bis 6°C
- 3-4 Monate im Tiefkühler bei -16° bis -20°

Zum Auftauen eingefrorener Milch wird der Behälter am besten schonend über 24 Stunden in den Kühlschrank gestellt oder unter fließendem warmen Wasser bzw. im Wasserbad erwärmt.

Weitere Informationen zu dem Thema Stillen finden Sie in unserer [Stillfibel](#).

Über MAM

MAM Deutschland gehört zur schweizerisch/österreichischen BAMED/MAM-Gruppe und ist einer der führenden Babyartikelhersteller. Das Unternehmensprinzip: Bei jedem Produkt sind Design und Funktion optimal aufeinander abgestimmt, um Eltern und Kindern das Leben zu erleichtern. Damit das gelingt, arbeiten Hersteller, Gestalter, Wissenschaftler, Ärzte, Hebammen, Experten für frühkindliche Entwicklung und erfahrene Eltern bei der Produktentwicklung eng zusammen. Auf diese Weise erfüllen MAM Produkte höchste Ansprüche und schaffen beste Bedingungen für einen perfekten Start ins Leben.



mambaby.com

Pressekontakt für weitere Informationen und Bildanfragen:

MAM Babyartikel GmbH, Ann-Christin Anders, 04263 9317 30, ac.anders@mam-babyartikel.de
bauchgefühl GmbH, Christina Wellmann, 040 413 498 612, wellmann@bauchgefuehl.com